

**ĐỘT PHÁ**

# Bộ lọc khí đầu vào tủ nuôi phôi

## Embryo Shield 0,1 $\mu\text{m}$ HEPA filter

**MEA Tested**



**Lõi lọc làm từ than hoạt tính sơ dừa**

Thay thế bộ lọc thể hệ cũ sử dụng than hoạt tính có nguồn gốc từ than đá

**Kích thước lỗ lọc siêu nhỏ (0,1  $\mu\text{m}$ )**

Thay thế bộ lọc thể hệ cũ với kích thước lỗ lọc 0,3-0,45  $\mu\text{m}$ ; lọc khí sạch hơn một cách triệt để

**Chiều dài bộ lọc 26 cm**

Thay thế các bộ lọc thể hệ cũ (15 cm), với thời gian sử dụng kéo dài lên đến 6 tháng toàn vẹn

**Phương pháp gắn hàn quay (spin welding)**

Loại bỏ phát sinh các hóa chất động hại có nguồn gốc từ chất gắn Silicon của bộ lọc thể hệ cũ

**Màng lọc HEPA 12**

Diện tích lớn gấp 3 lần thể hệ cũ, giảm tối đa nguy cơ dẫn kích thước lỗ lọc do áp lực khí



**EMBRYO SHIELD**



**CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC SỰ SỐNG**

Trụ sở chính: Số 1, ngõ 120, Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Tp. Hà Nội 024 3624 0099

Vp.ĐD: Số 134/1 Cách mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 028 3931 9197

Email: sales@lifesciences.vn

Web: Lifesciences.vn

Hotline: 0975.249.018